

## Fita Antropométrica – P.A. MED



A Fita Antropométrica da P.A. MED ajuda a medir circunferências corporais. Também é utilizada para medir os índices de cintura, quadril e massa corpórea. As medidas antropométricas são usadas para avaliar o tamanho, forma e composição do corpo humano.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

<b>Amplitude de Medição:</b>	0 a 150cm (1,5 metros)
<b>Resolução da Escala:</b>	Milímetros
<b>Material:</b>	Caixa plástica contendo uma trena de fita de fibra de vidro inelástica e maleável.
<b>Medida:</b>	7,5cm (comprimento) x 7,5cm (Altura) x 2,8cm (Largura)
<b>Peso:</b>	50gr
<b>Indicação de Uso / Finalidade:</b>	Utilizada para verificação de perímetros e circunferências corporais de indivíduo de qualquer faixa etária.

<b>Modo de Usar:</b>	Conforme Técnica do usuário. Uso manual, semelhante a fita métrica.
<b>Advertências e Precauções:</b>	Evitar quedas e batidas.
<b>Condições de Armazenamento:</b>	Armazenar em local seco e arejado. Possui encaixe para armazenamento e proteção da fita quando não estiver em uso.
<b>Contém na Embalagem:</b>	01 Fita Antropométrica.
<b>Validade:</b>	Indeterminada.
<b>Garantia:</b>	90 Dias contra defeito de fabricação.
<b>Cadastro da ANVISA:</b>	Isento
<b>Código de Barras:</b>	7898523735973