

Kit Acadêmico Total Black com Bolsa Cristal Preta – P.A. MED



Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato – P.A. MED

Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED. Acompanha bolsa exclusiva.

Estetoscópio Rappaport - P.A. MED

Estetoscópio indicado para ausculta cardíaca e pulmonar. Equipamento com tubo duplo para ausculta mais precisa e eficaz, com 5 diferentes tipos de auscultadores usados para detectar sons de baixa e alta frequência com melhor distinção.

Composição do Kit:

- 01 Aparelho de pressão P.A. MED (nylon com fecho de contato);
- 01 Estetoscópio Rappaport Total Black + acessórios;
- 01 Bolsa preta (tamanho 24x34);
- 01 Garrote elástico;
- 01 Óculos de proteção.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor: Preto

Material: Nylon

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52 cm x 14 cm

Esfigmomanômetro: Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final

Abrangência Circunferência do Braço: 18 á 36 cm

Tamanho do manguito: 12 cm x 22 cm

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação exceto braçadeira 1 ano

Registro Ministério da Saúde/ANVISA: 80540449001

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09

-	-
ESTETOSCÓPIO	
Cor:	Preto, Cinza, Vinho, Azul Marinho, Preto Rainbow
Material:	Alumínio anodizado
Tipo de Pintura/Acabamento:	Resina Epóxi e Eletroforética Catódica e/ou Eletrodisposição
Tamanho:	Adulto
Fabricante:	P.A. MED
Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:	4,5 cm / 3 cm
Tamanho Tubo:	57 cm
Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449002
-	-
Garantia do Garrote Elástico:	1 ano contra defeitos de fabricação
Garantia dos itens Sobressalentes:	90 dias contra defeitos de fabricação



CBEMED

www.cbemed.com.br

Código de Barras do Kit:

KPA700 – 7898523735881 / KPA701 – 7898523735898 / KPA702 –
7898523735904 / KPA703 – 7898523735911 / KPA708 -
7898523739759