

Martelo de Reflexo Neurológico Babinski Total Black – BIC DIAGNÓSTICO



Martelo para reflexos neurológicos indicado para uso em procedimentos ambulatoriais. Também utilizados para induzir a resposta miotática, plantar e cutânea em exames de rotina e avaliação.

Vantagens e Benefícios:

- Cabeça com duas pontas redondas em PVC;
- Examinador de reflexo;
- Pode ser utilizado tanto na horizontal quanto na vertical.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MARTELO BABINSKI

Material do Cabo: Metal com pintura na cor preta

Material Cabeça: PVC Sintético

Comprimento Total: 220mm

Largura: 45mm



CBEMED

www.cbemed.com.br

Instruções de Uso: Deve ser utilizado de acordo com a técnica adotada pelo profissional de saúde.

Advertências e Precauções: Não deixar o martelo em superfície molhada ou excesso de calor / Deve ser utilizado por profissional habilitado / Manter o instrumento longe do alcance de crianças.

Garantia: 1 ano garantia contra defeito de fabricação

Marca: BIC DIAGNÓSTICO

Cadastro na ANVISA: 81535970006

Código de Barras: 7898523736024