

Martelo de Reflexo Neurológico Buck – BIC DIAGNÓSTICO



Martelo para reflexos neurológicos indicado para uso em procedimentos ambulatoriais. Também utilizados para induzir a resposta miotática, plantar e cutânea em exames de rotina e avaliação.

Vantagens e Benefícios:

- Cabeça com duas pontas redondas em PVC;
- Examinador de reflexo;
- Possui pincel com cerdas em nylon e agulha armazenado nas extremidades do cabo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MARTELO BUCK

Material do Cabo: Metal com pintura na cor preta

Material Cabeça: PVC Sintético

Comprimento Total: 180 mm

Largura: 58 mm

Contém: Pincel com cerdas em nylon e agulha

Instruções de Uso: Deve ser utilizado de acordo com a técnica adotada pelo profissional de saúde.

Advertências e Precauções: Não deixar o martelo em superfície molhada ou excesso de calor / Deve ser utilizado por profissional habilitado / Manter o instrumento longe do alcance de crianças.

Garantia: 1 ano garantia contra defeito de fabricação

Marca: BIC DIAGNÓSTICO

Cadastro na ANVISA: 81535970006

Código de Barras: 7898523736031