

## Relógio de Lapela – P.A. MED



Relógio de Lapela para uso de profissionais de saúde. Ideal para ser utilizado em consultórios, hospitais, clínicas e salas de cirurgia. Pode ser utilizado preso no jaleco ou no bolso.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

<b>RELÓGIO DE LAPELA</b>	
<b>Tamanho:</b>	Único
<b>Material Caixa do Relógio:</b>	Aço Cromado
<b>Material Capa:</b>	Silicone
<b>Tipo Relógio:</b>	Analógico

<b>Gradação:</b>	60 Segundos
<b>Configuração do Relógio:</b>	1) Remova a capa de silicone / 2) Puxe cuidadosamente a coroa para fora em aproximadamente 1mm / 3) Gire a coroa para ajustar o horário / 4) Quando já estiver ajustado o horário, volte a coroa para posição original pressionando para o interno do relógio / 5) Coloque novamente a proteção de silicone no relógio.
<b>Bateria:</b>	Trocar bateria sempre que o término da vida útil estiver ao fim, será visível através do ponteiro que apresentará lentidão.
<b>Bateria Especificação:</b>	Bateria de Manganês/Zinco alcalina sem mercúrio de 1,5V 18mAh, tipo 377A ou LR626
<b>Modo de Usar:</b>	Conforme Técnica do usuário.
<b>Advertências e Precauções:</b>	Utilizar por profissionais de saúde, evitar impactos e quedas. Não pode ser imergido e nem respingo em água devido a bateria.
<b>Condições de Armazenamento:</b>	Armazenar em local seco, Arejado e Temperatura Ambiente.
<b>Contém na Embalagem:</b>	01 Relógio de Lapela
<b>Validade:</b>	Indeterminada.
<b>Garantia:</b>	90 Dias contra defeito de fabricação.
<b>Cadastro da ANVISA:</b>	Isento



# CBEMED

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

**Código de Barras:**

REL001 - 7898523735805 / REL002 – 7898523735812 / REL005 –  
7898523735843 / REL007 - 7898523735867 / REL009 -  
7898523737533 / REL010 - 7898523737540