

Ap. Pressão Adulto Hospitalar Mesa/Parede Nylon – P.A. MED



Aparelho de pressão adulto adaptável à mesa ou parede com esfigmomanômetro aneróide 100% nylon com sistema de fecho de contato.

Vantagens e Benefícios:

- Trava de segurança com ajuste de altura;
- Visor grande e de fácil visualização;
- Espiral de longo alcance;
- Compartimento traseiro para armazenamento da pêra e braçadeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ESFIGMOMANÔMETRO

Cor: Preto

Tamanho: Adulto

Manômetro: Aneróide, com visor quadrado medindo 14,5 x 14,5 cm

Escala do Manômetro: 0 - 300 mmHg

Modelo da Braçadeira: Nylon Preto

Medida da Braçadeira: 52,0 x 14,0cm

**Abrangência
Circunferência do Braço:** 18,0 á 36,0 cm

Tamanho Manguito: 12,0 x 22,0 cm

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

**Alongamento Máximo
Tubo Espiral:** 1,75 cm

Medida do Tubo Espiral: 1,50 cm

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

**Registro do Ministério da
Saúde:** 80540449001

**Aprovação: Portaria
INMETRO/DIMEL:** Nº 328 de 14/09/2009

Código de Barras: 7898523736055
