

Estadiômetro Digital Portátil Ultrassônico - BIC



O Estadiômetro portátil digital da BIC utiliza da tecnologia ultrassônica para a medição de altura. De fácil manuseio, o aparelho pode ser utilizado em clínicas, hospitais, consultórios, academias ou até mesmo em casa. Basta posicionar da forma correta indicada no manual de instruções para que o Estadiômetro BIC emita um sinal sonoro e mostre a medida em seu visor.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Alta tecnologia e fácil manuseio;
- Faixa de medição: de 30 a 200 cm;
- Resolução: em centímetros;
- Graduação: 0,1 cm;
- Tolerância: +/- 1 cm;
- Display LCD;
- Alerta sonoro;
- Alimentação interna recarregável (acompanha fonte de alimentação);

- Desligamento automático;
- Controle através de um único botão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Estadiômetro Digital Portátil
Ultrassônico- BIC**

Modelo: EDT0101

Cor: Branco com cinza

Tamanho: 7x6x25cm

Display: LCD

Alimentação: Carregamento USB inteligente

Marca: BIC

Autonomia da bateria: Duração de aproximadamente 2 meses utilizando de 2 a 3 vezes ao dia

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação

Aprovação - Portaria INMETRO: Isento de cadastro

Registro Ministério da Saúde/ANVISA: Isento de cadastro



CBEMED

www.cbemed.com.br

Contém na embalagem:

01 Estadiômetro BIC/ 01 cabo de alimentação USB/ 01 Manual de Instruções

Recomendações:

Armazenar em local arejado, temperatura ambiente, sem contato direto com calor ou luz solar ou qualquer umidade/ Evitar quedas, batidas e manter longe do alcance de crianças.

Limpeza e Higienização:

Quando necessário, limpe o aparelho com pano levemente umedecido com água.

Código de Barras:

7898523736673