

## **Kit Acadêmico Total Black com Bolsa Ergonômica Preta – P.A. MED**



### **Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato – P.A. MED**

Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED. Acompanha bolsa exclusiva.

### **Estetoscópio Rappaport - P.A. MED**

Estetoscópio indicado para ausculta cardíaca e pulmonar. Equipamento com tubo duplo para ausculta mais precisa e eficaz, com 5 diferentes tipos de auscultadores usados para detectar sons de baixa e alta frequência com melhor distinção.

### **Composição do Kit:**

- 01 Aparelho de pressão P.A. MED (nylon com fecho de contato);
- 01 Estetoscópio Rappaport Total Black + acessórios;
- 01 Bolsa preta (tamanho 24x34);
- 01 Garrote elástico;
- 01 Óculos de proteção.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>APARELHO DE PRESSÃO</b>	
<b>Cor:</b>	Preto
<b>Material:</b>	Nylon
<b>Tamanho:</b>	Adulto
<b>Medida da Braçadeira:</b>	52 cm x 14 cm
<b>Esfigmomanômetro:</b>	Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final
<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	18 á 36 cm
<b>Tamanho do manguito:</b>	12 cm x 22 cm
<b>Garantia:</b>	2 anos contra defeitos de fabricação exceto braçadeira 1 ano
<b>Registro Ministério da Saúde/ANVISA:</b>	80540449001
<b>Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:</b>	Nº 322 de 11/09/09
-	-

<b>ESTETOSCÓPIO</b>	
<b>Cor:</b>	Preto, Cinza, Vinho, Azul Marinho
<b>Material:</b>	Alumínio anodizado
<b>Tamanho:</b>	Adulto
<b>Tipo de Pintura/Acabamento:</b>	Resina Epóxi e Eletroforética Catódica e/ou Eletrodisposição
<b>Fabricante:</b>	P.A. MED
<b>Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:</b>	4,5 cm / 3 cm
<b>Tamanho Tubo:</b>	57 cm
<b>Garantia:</b>	2 anos contra defeitos de fabricação
<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80540449002
-	-
<b>Garantia do Garrote Elástico:</b>	1 ano contra defeitos de fabricação
<b>Garantia dos itens Sobressalentes:</b>	90 dias contra defeitos de fabricação



**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

**Código de Barras do Kit:**

KPA704 – 7898523736888 / KPA705 – 7898523736895 / KPA706 –  
7898523736901 / KPA707 - 7898523736918