

**Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Sem Costura Fecho de Contato +
Estetoscópio Adulto Duplo – BIC DIAGNÓSTICO**



Aparelho de Pressão Adulto de Nylon Sem Costura com Fecho de Contato – Innova Plus

Esfigmomanômetro com Braçadeira em desenvolvida em 100% nylon sem costura e fecho de contato com duas camadas de gancho. Pode ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Estetoscópio Adulto Duplo – Efficace

Estetoscópio duplo é um aparelho indicado para verificação de sinais vitais, auxilia na aferição de pressão arterial e serviços de triagem. É utilizado para realizar a ausculta de alta e baixa frequência, seu auscultador duplo permite ser usado em dupla função.

Detalhes:

- Auscultador duplo que permite auscultação de sons em alta e baixa frequência;
- Anel anti-frio para evitar o toque e sensação de frio ao paciente;
- Hastes leves e mais resistentes, que proporciona mais ergonomia e desempenho;

- Olivas macias em silicone que se ajustam ao canal auditivo;
- Acabamento em liga de alumínio anodizado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor: Cinza, Preto e Azul Marinho

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52 x 14 cm

Tamanho Manguito: 12 x 22 cm

Fabricante: BIC DIAGNÓSTICO - (Linha Innova Plus

Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09.

Aprovação Ministério da Saúde/ANVISA: 805404449001.

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser

submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

ESTETOSCÓPIO

Cor:

Cinza, Preto e Azul Marinho

Tamanho:

Adulto

Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:

4,5 cm / 3,2 cm

Comprimento Total:

77 cm

Peso:

+/- 0,110g

Acompanha Manual de Instruções:

Sim

Fabricante:

BIC DIAGNÓSTICO - (Linha Efficace)

Garantia:

3 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449002.

Código de Barras do Conjunto:

CJ0940: 7898523733238 / CJ0941:
7898523733245 / CJ0942:
7898523733252