

Kit Diagnóstico Pocket Plus LED - Hillrom Welch Allyn



O Kit Diagnóstico Pocket Plus LED da Welch Allyn acompanha um otoscópio e um oftalmoscópio, além dos acessórios de proteção individual de cada um.

Otoscópio Pocket Led Plus

Otoscópio mais leve e compacto que oferece maior controle durante o uso. Dispõe de iluminação de fibra ótica, que emite luz fria, sem reflexos e obstruções com tecnologia LED SureColor (Cor Real do Tecido).

Oftalmoscópio Pocket Led Plus

Oftalmoscópio leve, compacto e um instrumento de alta performance. Fabricado com a tecnologia e qualidade de ponta, proporciona a iluminação perfeita para um diagnóstico seguro e preciso com tecnologia LED SureColor (Cor Real do Tecido).

Vantagens e Benefícios:

- Lâmpadas com duração de até 20.000 horas;
- Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação;
- Acompanham estojo rígido para transporte, protetores anti-queda.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

OTOSCOPIA POCKET LED PLUS

Tamanho: 16,8 x 3cm

Peso:	100g sem as pilhas
Tipo de Lâmpada:	LED SureColor
Transmissão da Luz:	Fibra ótica
Capacidade de Ampliação:	3,6x
Faixa de Dioptria:	10,4
Distância de Trabalho com Espéculo:	Do 4,5 mm / 12.4 mm da ponta do espéculo (Visual, melhor distância de focal) do 4.5 mm
Resolução com Espéculo:	8 lp / mm á distancia de trabalho
Profundidade Focal com Espéculo:	Visual 11 a 25 mm da ponta do espéculo
Comprimento Focal:	96 mm (3,8 in.)
Campo de Iluminação/Distribuição	34,1 mm a uma distância de 50 mm da ponta
Duração da Lâmpada:	Até 20.000 horas
Duração de Pilhas:	> 5 Horas
Alimentação:	2 Pilhas Alcalinas AA (não inclusas)
Fluxo Total de Lumens:	5,90 Lumens

Vedação para Otoscopia: Sim

Porta de Insuflação: Sim, para procedimentos de Otoscopia Pneumática

Tipo Material Cabo / Cabeça: Em plástico ABS resistente com clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso

Tipo de Lente: Janela Giratória em acrílico

Fabricante: Hillrom Welch Allyn

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação

Recomendações: Para limpeza e higienização do espéculo: 1) Enxágue o espéculo reutilizável com água morna da torneira por 1 minuto / 2) Submergir o espéculo reutilizável em álcool isopropil 70%, por 20 minutos / 3) Enxágue o espéculo reutilizável com água corrente da torneira e seque ao ar.

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80011680050

OFTALMOSCÓPIO POCKE LED PLUS

Tamanho: 17,5 x 3,3cm

Peso: 73g sem as pilhas

Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas AA (não inclusas)

Duração das Pilhas: > 5 Horas

Tipo de Lâmpada: LED SureColor

Duração da Lâmpada: Até 20.000 Horas

Faixa de Dioptria: -20 a +20

Escala de Dioptrias: -20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20

Tipos de Filtro: Livre de Vermelho, Azul Cobalto, Densidade Neutra

Tamanhos do Ponto de Abertura: 5 (Micro ponto, Pequeno, Grande, Fenda, Fixação)

Densidade: Neutra

Abertura Grande de Fluxo Total: 20 à 50 Lúmens

Campo de Iluminação / Distribuição na Abertura Grande: 11,4 mm a uma distância de 50 mm

Tipo Material Cabo / Cabeça: Em plástico ABS resistente

Fabricante: Hillrom Welch Allyn

Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80011689005



CBEMED

www.cbemed.com.br

Código de Barras dos Kits:

W92880BLK – 732094204032 / W92880WHT –
732094204001 / W92880BLU – 732094204025 /
W92880PUR - 732094204018