

Ap. pressão Adulto Nylon Fecho de Contato Rodízio Preto – P.A. MED



Aparelho de pressão adulto G adaptável à mesa ou parede. Também pode ser transportado de um ambiente para outro com esfigmomanômetro aneróide com braçadeira 100% nylon com sistema de fecho de contato.

Vantagens e Benefícios:

- Trava de segurança com ajuste de altura;
- Visor grande e de fácil visualização;
- Espiral de longo alcance;
- Compartimento traseiro para armazenamento da pêra e braçadeira;
- Estrela de 5 pontas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Ap. pressão Art. Adulto G Nylon
Fecho de Contato Rodízio Preto -
P.A. MED**

Cor: Preto

Tamanho: Adulto

Manômetro: Aneroide, com visor quadrado medindo 14,5 x 14,5 cm

Escala do manômetro: 0 - 300 mmHg

Modelo da Braçadeira: Nylon Bege

Medida da Braçadeira: 70cm x 18cm

Abrangência Circunferência do Braço: 34cm a 52cm

Tamanho Manguito: 12,0 x 22,0 cm

Esfigmomanômetro: Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final

Alongamento Máximo Tubo Espiral:	1,75 cm
---	---------

Medida do Tubo Espiral:	1,50 cm
--------------------------------	---------

Altura do rodízio:	De 0,90m a 1,50m
---------------------------	------------------

Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
------------------	--

Registro do Ministério da Saúde:	80540449001
---	-------------

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 328 de 14/09/2009 e Nº 322 de 11/09/2009
---	---

Código de Barras:	7898523736093
--------------------------	---------------