

## Ap. pressão Adulto Nylon Fecho de Contato Rodízio Preto – P.A. MED



Aparelho de pressão adulto G adaptável à mesa ou parede. Também pode ser transportado de um ambiente para outro com esfigmomanômetro aneróide com braçadeira 100% nylon com sistema de fecho de contato.

### **Vantagens e Benefícios:**

- Trava de segurança com ajuste de altura;
- Visor grande e de fácil visualização;
- Espiral de longo alcance;
- Compartimento traseiro para armazenamento da pêra e braçadeira;
- Estrela de 5 pontas.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**Ap. pressão Art. Adulto G Nylon  
Fecho de Contato Rodízio Preto -  
P.A. MED**

**Cor:** Preto

**Tamanho:** Adulto

**Manômetro:** Aneroide, com visor quadrado medindo 14,5 x 14,5 cm

**Escala do manômetro:** 0 - 300 mmHg

**Modelo da Braçadeira:** Nylon Bege

**Medida da Braçadeira:** 70cm x 18cm

**Abrangência Circunferência do Braço:** 34cm a 52cm

**Tamanho Manguito:** 12,0 x 22,0 cm

**Esfigmomanômetro:** Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final

<b>Alongamento Máximo Tubo Espiral:</b>	1,75 cm
<b>Medida do Tubo Espiral:</b>	1,50 cm
<b>Altura do rodízio:</b>	De 0,90m a 1,50m
<b>Pintura da Haste:</b>	Pintura eletrostática a pó na cor preta
<b>Material da Haste:</b>	Alumínio
<b>Garantia:</b>	2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
<b>Registro do Ministério da Saúde:</b>	80540449001
<b>Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:</b>	Nº 328 de 14/09/2009 e Nº 322 de 11/09/2009
<b>Código de Barras:</b>	7898523736093