

Ap. pressão Adulto Nylon Fecho de Contato Rodízio Preto – P.A. MED



Aparelho de pressão adulto adaptável à mesa ou parede. Também pode ser transportado de um ambiente para outro com esfigmomanômetro aneróide com braçadeira 100% nylon com sistema de fecho de contato.

Vantagens e Benefícios:

- Trava de segurança com ajuste de altura;
- Visor grande e de fácil visualização;
- Espiral de longo alcance;
- Compartimento traseiro para armazenamento da pêra e braçadeira;
- Estrela de 5 pontas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Ap. pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Contato Rodízio Preto - P.A. MED	
Cor:	Preto
Tamanho:	Adulto
Manômetro:	Aneroide, com visor quadrado medindo 14,5 x 14,5 cm
Escala do manômetro:	0 - 300 mmHg
Modelo da Braçadeira:	Nylon Preto
Pintura da Haste:	Pintura eletrostática a pó na cor preta
Medida da Braçadeira:	52,0 x 14,0cm
Abrangência Circunferência do Braço:	18,0 á 36,0 cm
Tamanho Manguito:	12,0 x 22,0 cm
Esfigmomanômetro:	Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final

Alongamento Máximo Tubo Espiral:	1,75 cm
Medida do Tubo Espiral:	1,50 cm
Altura do rodízio:	De 0,90m a 1,50m
Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
Pintura da Haste:	Pintura eletrostática a pó na cor preta
Material da Haste:	Alumínio
Registro do Ministério da Saúde:	80540449001
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 328 de 14/09/2009 e Nº 322 de 11/09/2009
Código de Barras:	7898523736086