

**Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Contato New Innova Plus – BIC
DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade. Braçadeira desenvolvida sem costura 100% nylon, evitando vazamentos e podendo ser reutilizável por mais de 10 mil ciclos. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Braçadeira com maior circunferência confeccionada em nylon;
- Fecho de contato mais largo com dupla camada de ganchos;
- Indicação de tamanho e modo de uso estampados no produto;
- Acompanha Certificado de Verificação do manômetro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Contato New Innova Plus – BIC DIAGNÓSTICO

Cor: Preto, cinza, azul e vinho

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 62cm x 14cm

Abrangência da Circunferência da Braçadeira: 18 a 36cm

Fabricante: BIC DIAGNÓSTICO - Linha New Innova Plus

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: 312 de 10/11/2020 e 322 de 11/09/2009

Registro Ministério da Saúde/ ANVISA: 80540440007

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final



CBEMED

www.cbemed.com.br

Código de Barras:

AP0853: 7898523737311 / AP0857:
7898523737328 / AP0858: 7898523737335 /
AP0859: 7898523737342