

Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Contato New Innova Plus – BIC



Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade. Braçadeira desenvolvida sem costura 100% nylon, evitando vazamentos e podendo ser reutilizável por mais de 10 mil ciclos. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Design inovador;
- Indicação de tamanho e modo de uso estampados no produto;
- Braçadeira com maior circunferência;
- Fecho de contato mais largo.

COMPOSIÇÃO:

- Braçadeira: Confeccionada em nylon de alta resistência e com tecnologia inovadora sem costura;
- Fecho de contato: Duplo com 2 camadas de gancho, melhor travamento no braço e não solta ao inflar;
- Manômetro: Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção, aferido pelo controle de qualidade CBEMED com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO;
- Acompanha bolsa em couro sintético.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Contato New Innova Plus - BIC

Cor: Preto, cinza, azul e vinho

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 62cm x 14cm

Abrangência da Circunferência da Braçadeira: 18 a 36cm

Tamanho do Manguito: 13,5cm x 22cm

Fabricante: BIC - Linha New Innova Plus

Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação, exceto braçadeira 1 ano

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: 312 de 10/11/2020 e 322 de 11/09/2009

Registro Ministério da Saúde/ ANVISA: 80540440007

Esfignomanômetro: Conforme item 7.3.4.1 da Portaria 46/16 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final