

**Ap. Pressão Art. Infantil Nylon Fecho de Contato New Innova Plus – BIC
DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão arterial infantil de alta precisão e sensibilidade. Braçadeira desenvolvida sem costura 100% nylon, evitando vazamentos e podendo ser reutilizável por mais de 10 mil ciclos. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Braçadeira com maior circunferência confeccionada em nylon sem costura;
- Fecho de contato mais largo com dupla camada de ganchos;
- Indicação de tamanho e modo de uso estampados no produto;
- Acompanha Certificado de Verificação do manômetro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Ap. Pressão Art. Infantil Nylon Fecho de Contato New Innova Plus – BIC
DIAGNÓSTICO**

Cor: Preto

Tamanho: Infantil

Medida da Braçadeira: 28cm x 9,5cm

Abrangência da Circunferência da Braçadeira: 10 a 23cm

Fabricante: BIC - Linha New Innova Plus

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: 312 de 10/11/2020 e 322 de 11/09/2009

Registro Ministério da Saúde/ ANVISA: 80540440007

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano,



CBEMED

www.cbemed.com.br

contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

Código de Barras:

7898523737366