

Estetoscópio Neonatal Duplo Inox Eternity – BIC DIAGNÓSTICO



O estetoscópio neonatal BIC Diagnóstico veio para atender bebês que nascem prematuros, com menos de 40 semanas de gestação, com peso entre 600g e 2kg.

Produto em Aço Inox de alta sensibilidade com auscultador duplo desenvolvido para medição cardíaca e pulmonar de bebês prematuros.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Auscultador em aço inox de alta durabilidade;
- Anéis anti-frio;
- Olivas em silicone;
- Marcação do lado da ausculta;
- Acompanha acessórios (1 par de olivas macias, 1 membrana e 1 placa de identificação).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Estetoscópio Neonatal Duplo Inox - BIC Diagnóstico

Cor: Preto com aço inox

Tamanho: Neonatal

Diâmetro do auscultador cardíaco/pulmonar: 31mm / 21,6mm

Tamanho do tubo: 650mm

Peso: 125g

Acompanha manual de instruções: Sim

Fabricante: BIC DIAGNÓSTICO -
Linha Eternity

Garantia: 5 anos contra
defeitos de
fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540440008

Código de Barras: 7898523737007