

## Ap. Pressão Art. Adulto G Nylon Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Aparelho de pressão arterial Adulto G de alta precisão e sensibilidade. Braçadeira desenvolvida sem costura 100% nylon, evitando vazamentos e podendo ser reutilizável por mais de 10 mil ciclos. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

### VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Design inovador;
- Indicação de tamanho e modo de uso estampados no produto;
- Braçadeira com maior circunferência confeccionada em nylon;
- Fecho de contato mais largo com duas camadas de gancho;
- Acompanha Certificado de Verificação do manômetro.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**Ap. Pressão Art. Adulto G Nylon  
Fecho de Contato - BIC**

**Cor:** Preto

**Tamanho:** Adulto G

**Medida da Braçadeira:** 70cm x 18cm

**Abrangência da Circunferência da  
Braçadeira:** 34 a 52cm

**Fabricante:** BIC DIAGNÓSTICO - Linha New Innova Plus

**Garantia:** 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro /  
Consultar manual de instruções para outros itens

**Aprovação: Portaria  
INMETRO/DIMEL:** 312 de 10/11/2020 e 322 de 11/09/2009

**Registro Ministério da Saúde/  
ANVISA:** 80540440007

**Esfigmomanômetro:** Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do  
INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser  
submetido à verificação periódica uma vez por ano,  
contado a partir da data de aquisição pelo detentor  
final



**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

**Código de Barras:**

7898523737359