

Ap. Pressão Art. Adulto G Nylon Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Aparelho de pressão arterial Adulto G de alta precisão e sensibilidade. Braçadeira desenvolvida sem costura 100% nylon, evitando vazamentos e podendo ser reutilizável por mais de 10 mil ciclos. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Design inovador;
- Indicação de tamanho e modo de uso estampados no produto;
- Braçadeira com maior circunferência confeccionada em nylon;
- Fecho de contato mais largo com duas camadas de gancho;
- Acompanha Certificado de Verificação do manômetro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Ap. Pressão Art. Adulto G Nylon
Fecho de Contato - BIC**

Cor: Preto

Tamanho: Adulto G

Medida da Braçadeira: 70cm x 18cm

**Abrangência da Circunferência da
Braçadeira:** 34 a 52cm

Fabricante: BIC DIAGNÓSTICO - Linha New Innova Plus

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro /
Consultar manual de instruções para outros itens

**Aprovação: Portaria
INMETRO/DIMEL:** 312 de 10/11/2020 e 322 de 11/09/2009

**Registro Ministério da Saúde/
ANVISA:** 80540440007 e 80540449001

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do
INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser
submetido à verificação periódica uma vez por ano,
contado a partir da data de aquisição pelo detentor
final



CBEMED

www.cbemed.com.br

Código de Barras:

7898523737359