

Ap. Pressão Art. Adulto G Nylon Fecho de Contato – BIC



Aparelho de pressão arterial Adulto G de alta precisão e sensibilidade com braçadeira sem costura 100% nylon + Estetoscópio Adulto Duplo Inox para medição cardiológica e pulmonar de alta e baixa frequência, com ótima performance acústica e tubo em Y.

Aparelho de Pressão Adulto G Nylon com Fecho de Contato:

- Design inovador;
- Indicação de tamanho e modo de uso estampados no produto;
- Braçadeira com maior circunferência;
- Fecho de contato mais largo.

COMPOSIÇÃO:

- Braçadeira: Confeccionada em nylon de alta resistência e com tecnologia inovadora sem costura;
- Fecho de contato: Duplo com 2 camadas de gancho, melhor travamento no braço e não solta ao inflar;
- Manômetro: Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção, aferido pelo controle de qualidade CBEMED com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO;
- Acompanha bolsa em couro sintético.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Ap. Pressão Art. Adulto G Nylon
Fecho de Contato - BIC**

Cor: Preto

Tamanho: Adulto G

Medida da Braçadeira: 70cm x 18cm

**Abrangência da Circunferência da
Braçadeira:** 34 a 52cm

Tamanho do Manguito: 17,5cm x 34,5cm

Fabricante: BIC - Linha New Innova Plus

Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação, exceto
braçadeira 1 ano

**Aprovação: Portaria
INMETRO/DIMEL:** 312 de 10/11/2020 e 322 de 11/09/2009

**Registro Ministério da Saúde/
ANVISA:** 80540440007

Esfigmomanômetro: Conforme item 7.3.4.1 da Portaria 46/16 do
INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser
submetido à verificação periódica uma vez por ano,
contado a partir da data de aquisição pelo detentor
final