

**Ap. Pressão Art. Recém-Nascido Nylon Fecho de Contato New Innova  
Plus – BIC DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão arterial recém-nascido de alta precisão e sensibilidade. Braçadeira desenvolvida sem costura 100% nylon, evitando vazamentos e podendo ser reutilizável por mais de 10 mil ciclos. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

**VANTAGENS E BENEFÍCIOS:**

- Design inovador;
- Indicação de tamanho e modo de uso estampados no produto;
- Braçadeira com maior circunferência confeccionada em nylon;
- Fecho de contato mais largo com dupla camada de gancho;
- Acompanha Certificado de Verificação do manômetro.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**Ap. Pressão Art. Recém-Nascido Nylon  
Fecho de Contato New Innova Plus –  
BIC DIAGNÓSTICO**

**Cor:** Preto

**Tamanho:** Recém-Nascido

**Medida da Braçadeira:** 20cm x 6,5cm

**Abrangência da Circunferência da  
Braçadeira:** 6 a 15cm

**Fabricante:** BIC - Linha New Innova Plus

**Garantia:** 5 anos contra defeitos de fabricação do  
manômetro / Consultar manual de instruções para  
outros itens

**Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:** 312 de 10/11/2020 e 322 de 11/09/2009

**Registro Ministério da Saúde/ ANVISA:** 80540440007

**Esfigmomanômetro:** Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do  
INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser  
submetido à verificação periódica uma vez por  
ano, contado a partir da data de aquisição pelo  
detentor final



**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

**Código de Barras:**

7898523737373