

**Ap. Pressão Art. Recém-Nascido Nylon Fecho de Contato New Innova
Plus – BIC DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão arterial recém-nascido de alta precisão e sensibilidade. Braçadeira desenvolvida sem costura 100% nylon, evitando vazamentos e podendo ser reutilizável por mais de 10 mil ciclos. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Design inovador;
- Indicação de tamanho e modo de uso estampados no produto;
- Braçadeira com maior circunferência confeccionada em nylon;
- Fecho de contato mais largo com dupla camada de gancho;
- Acompanha Certificado de Verificação do manômetro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Ap. Pressão Art. Recém-Nascido Nylon
Fecho de Contato New Innova Plus –
BIC DIAGNÓSTICO**

Cor: Preto

Tamanho: Recém-Nascido

Medida da Braçadeira: 20cm x 6,5cm

**Abrangência da Circunferência da
Braçadeira:** 6 a 15cm

Fabricante: BIC - Linha New Innova Plus

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação do
manômetro / Consultar manual de instruções para
outros itens

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: 312 de 10/11/2020 e 322 de 11/09/2009

Registro Ministério da Saúde/ ANVISA: 80540440007 e 80540449001

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do
INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser
submetido à verificação periódica uma vez por
ano, contado a partir da data de aquisição pelo
detentor final



CBEMED

www.cbemed.com.br

Código de Barras:

7898523737373