

## Ap. Pressão Art. Recém-Nascido Nylon Fecho de Contato New Innova Plus – BIC



Aparelho de pressão arterial recém-nascido de alta precisão e sensibilidade. Braçadeira desenvolvida sem costura 100% nylon, evitando vazamentos e podendo ser reutilizável por mais de 10 mil ciclos. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

### VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Design inovador;
- Indicação de tamanho e modo de uso estampados no produto;
- Braçadeira com maior circunferência;
- Fecho de contato mais largo.

### COMPOSIÇÃO:

- Braçadeira: Confeccionada em nylon de alta resistência e com tecnologia inovadora sem costura;
- Fecho de contato: Duplo com 2 camadas de gancho, melhor travamento no braço e não solta ao inflar;
- Manômetro: Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção, aferido pelo controle de qualidade CBEMED com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO;
- Acompanha bolsa em couro sintético

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**Ap. Pressão Art. Recém-Nascido Nylon  
Fecho de Contato New Innova Plus -  
BIC**

**Cor:** Preto

**Tamanho:** Recém-Nascido

**Medida da Braçadeira:** 20cm x 6,5cm

**Abrangência da Circunferência da  
Braçadeira:** 6 a 15cm

**Tamanho do Manguito:** 5,3cm x 9cm

**Fabricante:** BIC - Linha New Innova Plus

**Garantia:** 3 anos contra defeitos de fabricação, exceto  
braçadeira 1 ano

**Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:** 312 de 10/11/2020 e 322 de 11/09/2009

**Registro Ministério da Saúde/ ANVISA:** 80540440007

**Esfignomanômetro:** Conforme item 7.3.4.1 da Portaria 46/16 do  
INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser  
submetido à verificação periódica uma vez por  
ano, contado a partir da data de aquisição pelo  
detentor final