

**Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio
Adulto Duplo Black – BIC DIAGNÓSTICO**



Aparelho de Pressão Adulto Nylon com Fecho de Contato - New Innova Plus

Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com braçadeira sem costura 100% nylon. Produto com design inovador tendo o tamanho e modo de uso estampados no produto. Braçadeira com maior circunferência e fecho de contato mais largo.

Acompanha bolsa de couro sintético.

Estetoscópio Adulto Duplo – Efficace

Estetoscópio duplo é um aparelho indicado para verificação de sinais vitais, auxilia na aferição de pressão arterial e serviços de triagem. É utilizado para realizar a ausculta de alta e baixa frequência, seu auscultador duplo permite ser usado em dupla função.

Detalhes:

- Auscultador duplo que permite auscultação de sons em alta e baixa frequência;
- Anel anti-frio para evitar o toque e sensação de frio ao paciente;
- Hastes leves e mais resistentes, que proporciona mais ergonomia e desempenho;
- Olivas macias em silicone que se ajustam ao canal auditivo;

- Acabamento em liga de alumínio anodizado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio Adulto Duplo Black - BIC

Cor: Preto

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 62cm x 14cm

Abrangência da Circunferência da Braçadeira: 18 a 36cm

Fabricante: BIC DIAGNÓSTICO - Linha New Innova Plus

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: 312 de 10/11/2020 e 322 de 11/09/2009

Registro Ministério da Saúde/ ANVISA: 80540440007 e 80540449001

Esfignomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano,

contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

Estetoscópio Duplo Efficace**Cor:**

Preto

Tamanho:

Adulto

Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:

4,5 cm / 3,2 cm

Comprimento Total:

77 cm

Fabricante:

BIC DIAGNÓSTICO - Linha Efficace

Acompanha Manual de Instruções:

Sim

Garantia:

3 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449002

Código de Barras do Conjunto:CJ0947: 7898523737274 / CJ0948:
7898523737281 / CJ0949:
7898523737298 / CJ0950:
7898523737304