

Conj. Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio Adulto Duplo Inox – BIC DIAGNÓSTICO



Aparelho de Pressão Adulto Nylon com Fecho de Contato - New Innova Plus

Aparelho de pressão arterial Adulto de alta precisão e sensibilidade com braçadeira sem costura 100% nylon. Aparelho com design inovador tendo o tamanho e modo de uso estampados no produto. Braçadeira com maior circunferência e fecho de contato mais largo.

Acompanha bolsa ergonômica.

Estetoscópio Adulto Duplo Inox - Eternity

Estetoscópio adulto duplo desenvolvido em aço inox de alta sensibilidade, com auscultador duplo para ausculta cardiológica e pulmonar de alta e baixa frequência. Tubo em Y com isolamento especial para melhor auscultação.

Detalhes:

- Auscultador em aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, excelente auscultação cardíaca e pulmonar;
- Anel anti-frio para evitar o toque e sensação de frio para o paciente;

- Ângulo biauricular em armação metálica de inox resistente e de alta durabilidade com ajuste automático através de mola de aço.
- Olivas em silicone, macias e anatômicas com roscas em metal para facilitar a troca;
- Tubo em formato Y em PVC com mola em aço inox integrada;
- Acompanha acessórios sobressalentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Conj. Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio Adulto Duplo Inox - BIC

Cor: Preto

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 62cm x 14cm

Abrangência da Circunferência da Braçadeira: 18 a 36cm

Fabricante: BIC - Linha New Innova Plus

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: 312 de 10/11/2020 e 322 de 11/09/2009

Registro Ministério da Saúde/ ANVISA: 80540440007 e 80540449001

Esfigmomanômetro:

Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

Estetoscópio Duplo Inox Eternity**Cor:**

Preto

Tamanho:

Adulto

Diâmetro do Auscultador:

4,8 cm / 3,8 cm

Tamanho do Tubo:

65cm

Fabricante:

BIC - (Linha Eternity)

Acompanha Manual de Instruções:

Sim

Garantia:

5 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449002

Código de Barras do Conjunto:

7898523737397