

Braçadeira Adulto G Nylon Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão arterial Adulto G com fecho de contato. Desenvolvida sem costura 100% nylon, evitando vazamentos e podendo ser reutilizável por mais de 10 mil ciclos. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- Design inovador;
- Indicação de tamanho e modo de uso estampados no produto;
- Braçadeira com maior circunferência.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Preto
Tamanho:	Adulto G
Medida da Braçadeira:	18cm x 70cm
Abrangência Circunferência do Braço:	34cm a 52cm

**CBEMED**www.cbemed.com.br**Tamanho do Manguito:**

17,5cm x 34,5cm

Fabricante:

Bic Diagnóstico

Garantia:1 ano contra defeitos
de fabricação**Código de Barras:**

7898523737656

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:nº 312, de 10 de
novembro de 2020**Registro Ministério da Saúde/ ANVISA:**

7898523737656