

Braçadeira Adulto Nylon Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão arterial Adulto com fecho de contato. Desenvolvida sem costura 100% nylon, evitando vazamentos e podendo ser reutilizável por mais de 10 mil ciclos. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Design inovador;
- Indicação de tamanho e modo de uso estampados no produto;
- Braçadeira com maior circunferência;
- Fecho de contato mais largo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor: Vinho, Preto e Cinza

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 14cm x 62cm

Abrangência Circunferência do Braço: 18cm a 36cm

Tamanho do Manguito: 13,5cm x 22cm

Fabricante: Bic Diagnóstico

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação

Código de Barras: BR2312Q - 7898523737618 / BR2317Q - 7898523737625 / BR2318Q - 7898523737601 / BR2319Q - 7898523737632

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: nº 312, de 10 de novembro de 2020

Registro Ministério da Saúde/ ANVISA: 80540440007