

Braçadeira Infantil Nylon Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão arterial infantil com fecho de contato. Desenvolvida sem costura 100% nylon, evitando vazamentos e podendo ser reutilizável por mais de 10 mil ciclos. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- Design inovador;
- Indicação de tamanho e modo de uso estampados no produto;
- Braçadeira com maior circunferência;
- Fecho de contato mais largo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:

Preto

Tamanho:

Infantil

Medida da Braçadeira:

9,5cm x 28cm

Abrangência Circunferência do Braço:	10cm a 23cm
Tamanho Manguito:	8,3cm x 15cm
Fabricante:	Bic Diagnóstico
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação
Código de Barras:	7898523737649
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	nº 312, de 10 de novembro de 2020
Registro Ministério da Saúde/ ANVISA:	7898523737649