

Oxímetro Pediátrico K1



O Oxímetro Pediátrico da BIC Diagnóstico oferece praticidade e eficiência nas medições de saturação de oxigênio no sangue (SpO2%) e frequência cardíaca (BPM) de forma não invasiva. É de grande auxílio aos profissionais da saúde, sendo também indicado para uso doméstico.

Características:

- Display OLED dual color (cor dupla) com visor rotacional ajustável em 6 direções;
- Desliga automaticamente em aproximadamente 8 segundos;
- Acompanha cabo USB para recarregar a bateria;
- 12 (doze) meses de garantia contra defeitos de fabricação;
- Beep e aviso sonoro ajustáveis.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo:	Oxímetro Pediátrico K1
----------------	------------------------

Marca:	Bic Diagnóstico
---------------	-----------------

Cor:	Amarelo, Vermelho, Laranja
Tipo:	Pulso (Tipo Dedo)
Uso:	Pediátrico (até 12 anos)
Display:	OLED
Saturação Arterial de Oxigênio SPO2% (faixa de medição):	70% – 99%
Frequência Cardíaca (BPM) (faixa de medição):	30BPM - 240BPM (batimentos por minuto) / Precisão ± 1 bpm ou 1% (o maior)
Alimentação:	Bateria de Lítio (Carregamento através de cabo USB)
Consumo de Energia:	Duração de aproximadamente 6 horas
Dimensão:	44mm x 28,3mm x 26,5mm (Aproximadamente)
Diâmetro do Dedo:	A partir de 6mm
Garantia:	12 (doze) meses contra defeitos de fabricação
Portaria INMETRO:	N°384 de 18 de Dezembro de 2020
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449006

**CBEMED**

www.cbemed.com.br

Contém na Embalagem:

1 Oxímetro Pediátrico / 1 Cabo USB / 1
Cordão / 1 Manual

Menu Configuração:

Beep e aviso sonoro ajustáveis / Com curva
plestimográfica e seis modos de exibição
diferentes

Recomendação:

Produto recomendado para verificações
periódicas (spot check) conforme orientações
médicas. Não recomendado para
monitoramento contínuo.

Código de Barras / EAN:

Amarelo: 7898523737038 / Vermelho:
7898523737045 / Laranja: 7898523737052