

**Conjunto Aparelho de Pressão Adulto Nylon Sem Costura + Estetoscópio
Adulto Duplo Inox - BIC DIAGNÓSTICO**



APARELHO DE PRESSÃO ADULTO NYLON SEM COSTURA COM FECHO DE CONTATO - INNOVA PLUS

Aparelho de pressão arterial de alta precisão e sensibilidade, 100% nylon sem costura com melhor acabamento e que evita vazamentos. Reutilizável por mais de 10.000 ciclos e testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC. Fecho de contato.

ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO INOX - ETERNITY

Estetoscópio adulto duplo desenvolvido em aço inox de alta sensibilidade, com auscultador duplo para ausculta cardíológica e pulmonar de alta e baixa frequência. Tubo em Y com isolamento especial para melhor auscultação.

DETALHES:

- Auscultador duplo que permite auscultação de sons em alta e baixa frequência;
- Anel anti-frio para evitar o toque e sensação de frio ao paciente;
- Hastes leves e mais resistentes, que proporciona mais ergonomia e desempenho;

- Olivas macias em silicone que se ajustam ao canal auditivo;
- Acabamento em aço inox.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor: Cinza, Azul Marinho, Preto

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52 x 14 cm

Tamanho Manguito: 12 x 22 cm

Fabricante: BIC DIAGNÓSTICO - Linha Innova Plus

Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09.

Aprovação Ministério da Saúde/ANVISA: 805404449001.

Esfigmomanômetro:

Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

ESTETOSCÓPIO**Cor:**

Preto

Tamanho:

Adulto

**Diâmetro Auscultador
Cardiológico/Pulmonar:**

4,5 cm / 3,2 cm

Comprimento Total:

77 cm

Peso:

+/- 0,110g

Acompanha Manual de Instruções:

Sim

Fabricante:

BIC DIAGNÓSTICO - Linha Eternity

Garantia:

5 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449002



CBEMED

www.cbemed.com.br

Código de Barras do Conjunto:

7898523733962