

## Braçadeira Adulto BRIM Fecho de Metal – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão arterial brim 100% algodão antialérgico de alta precisão e sensibilidade com sistema fecho de metal. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

### Vantagens e Benefícios:

- BRIM 100% algodão, utilizando fecho de metal;
- Manguito em PVC de duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade;
- Pode ser utilizada por mais de 10 mil ciclos.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

<b>Cor:</b>	Cinza
<b>Tamanho:</b>	Adulto
<b>Medida da Braçadeira:</b>	52,8 x 14 cm

**CBEMED**[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)**Abrangência Circunferência do Braço:**

18 a 36 cm

**Tamanho Manguito:**

12 x 22 cm

**Fabricante:**

BIC DIAGNÓSTICO

**Garantia:**1 ano contra defeitos de  
fabricação**Código de Barras:**

7898523721754