

Braçadeira Adulto BRIM Fecho de Metal – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão arterial brim 100% algodão antialérgico de alta precisão e sensibilidade com sistema fecho de metal. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- BRIM 100% algodão, utilizando fecho de metal;
- Manguito em PVC de duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade;
- Pode ser utilizada por mais de 10 mil ciclos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Cinza
Tamanho:	Adulto
Medida da Braçadeira:	52,8 x 14 cm

**CBEMED**www.cbemed.com.br**Abrangência Circunferência do Braço:**

18 a 36 cm

Tamanho Manguito:

12 x 22 cm

Fabricante:

BIC DIAGNÓSTICO

Garantia:1 ano contra defeitos de
fabricação**Código de Barras:**

7898523721747