

**Ap. Pressão Infantil Hospitalar Mesa ou Parede Nylon Fecho de Contato
– BIC DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão arterial infantil adaptável a mesa ou parede. Pode ser transportado para qualquer ambiente. Esfigmomanômetro aneróide com braçadeira 100% nylon com sistema de fecho de contato. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- Braçadeira 100% nylon de alta resistência e qualidade;
- Compartimento traseiro para armazenamento da pêra e do espiral;
- Espiral de longo alcance;
- Visor grande e de fácil visualização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Azul
Tamanho:	Infantil
Modelo da Braçadeira:	Innova Cinza

Medida da Braçadeira:	9,5 x 28,0 cm
------------------------------	---------------

Abrangência Circunferência do Braço:	10 a 23 cm
---	------------

Tamanho Manguito:	8,0 cm x 15,0 cm
--------------------------	------------------

Alongamento Máximo Tubo Espiral:	1,75 cm
---	---------

Fabricante:	BIC DIAGNÓSTICO
--------------------	-----------------

Garantia:	3 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
------------------	--

Esfigmomanômetro:	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final
--------------------------	--

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 328 de 14/09/09 e Nº 0029 de 01/02/12
---	--

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449001
---	-------------

Código de Barras:	7898523732477
--------------------------	---------------