

## Ap. Pressão Infantil Hospitalar Mesa/Parede Nylon – P.A. MED



Aparelho de pressão Infantil adaptável à mesa ou parede com esfigmomanômetro aneróide 100% nylon com sistema de fecho de contato.

### Vantagens e Benefícios:

- Trava de segurança com ajuste de altura;
- Visor grande e de fácil visualização;
- Espiral de longo alcance;
- Compartimento traseiro para armazenamento da pêra e braçadeira.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

#### ESFIGMOMANÔMETRO

**Cor:** Preto

**Tamanho:** Infantil

**Manômetro:** Aneróide, com visor quadrado medindo 14,5 x 14,5 cm

---

**Escala do Manômetro:** 0 - 300 mmHg

---

**Modelo da Braçadeira:** Nylon Bege

---

**Medida da Braçadeira:** 28cm x 9,5cm

---

**Abrangência  
Circunferência do Braço:** 10cm a 23cm

---

**Tamanho Manguito:** 8cm x 15cm

---

**Esfigmomanômetro:** Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

---

**Alongamento Máximo  
Tubo Espiral:** 1,75 cm

---

**Medida do Tubo Espiral:** 1,50 cm

---

**Garantia:** 2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

---

**Registro do Ministério da  
Saúde:** 80540449001

---

**Aprovação: Portaria  
INMETRO/DIMEL:** Nº 328 de 14/09/2009

---

**Código de Barras:** 7898523736079

---