


**Aparelho de Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato Rodízio – BIC
DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão adulto G adaptável à mesa, parede ou levado para qualquer tipo de ambiente. Modelo rodízio com manômetro aneróide.

Vantagens e Benefícios:

- Trava de segurança com ajuste de altura;
- Visor grande e de fácil visualização;
- Espiral de longo alcance;
- Compartimento traseiro para armazenamento da pêra e braçadeira;
- Manguito em PVC com duas saídas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:

Preto

Modelo da Braçadeira:	Innova Plus Azul
Tamanho:	Adulto
Medida da Braçadeira:	52,8 x 14 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	18 a 36 cm
Tamanho Manguito:	12 x 22 cm
Altura Máxima e Mínima Rodízio:	0,90 mínimo / 1,50 máximo
Alongamento Máximo Tubo Espiral:	1,75 cm
Peso:	5 Kg
Fabricante:	BIC - LINHA HOSPITALAR
Garantia:	3 anos contra defeitos de fabricação, exceto braçadeira 1 ano
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 328 de 14/09/09 e Nº 322 de 11/09/09.
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449001
Código de Barras:	7898523735645