

Ap. Pressão Infantil Nylon Fecho de Contato Rodízio - BIC DIAGNÓSTICO



Aparelho de pressão infantil adaptável à mesa, parede ou levado para qualquer tipo de ambiente. Modelo rodízio com manômetro aneróide e braçadeira confeccionada em 100% nylon com sistema de fecho de contato.

Vantagens e Benefícios:

- Trava de segurança com ajuste de altura;
- Visor grande e de fácil visualização;
- Espiral de longo alcance;
- Compartimento traseiro para armazenamento da pêra e braçadeira;
- Manguito em PVC com duas saídas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Preto
Tamanho:	Infantil
Modelo da Braçadeira:	Innova Cinza
Medida da Braçadeira:	9,5 x 28,0 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	10 a 23 cm
Tamanho Manguito:	8,0 cm x 15,0 cm
Tamanho Rodízio:	0,90 m e máxima 1,50 m
Alongamento Máximo Tubo Espiral:	1,75 cm
Peso:	4,2 kg
Fabricante:	BIC DIAGNÓSTICO
Esfigmomanômetro:	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final
Garantia:	3 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens



CBEMED

www.cbemed.com.br

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:

Nº 328 de 14/09/09 e Nº 0029 de 01/02/12.

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449001

Código de Barras:

7898523735607