

Braçadeira Veterinária Soft Tubo Duplo #5 – BIC VET



Braçadeira desenvolvida para utilização em monitores de pressão arterial contínua, sinais vitais ou multiparamétricos.

Vantagens e Benefícios:

- Tubo duplo;
- Material Soft;
- Uso descartável;
- Não possui manguito.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Braçadeira
Veterinária Soft
Duplo Manguito #1 –
BIC VET**

Material: TNT Soft

Dimensões: 18,8 cm a 5,5cm

Abrangência: 8cm a 15cm

Marca: BIC VET

Tubo: Duplo

Descartável: Sim

Garantia: 90 dias contra defeitos de fabricação

**Registro Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento
(MAPA):** Isento

Código de Barras: 7898523737168