

## Braçadeira Veterinária Soft Tubo Duplo #1 – BIC VET



Braçadeira desenvolvida para utilização em monitores de pressão arterial contínua, sinais vitais ou multiparamétricos.

### **Vantagens e Benefícios:**

- Tubo duplo;
- Material Soft;
- Uso descartável;
- Não possui manguito.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**Braçadeira  
Veterinária Soft  
Duplo Manguito #1 –  
BIC VET**

**Material:** TNT Soft

**Dimensões:** 10cm a 2,5cm

**Abrangência:** 3 a 6 cm

**Marca:** BIC VET

**Tubo:** Duplo

**Descartável:** Sim

**Garantia:** 90 dias contra defeitos de fabricação

**Registro Ministério da  
Agricultura, Pecuária  
e Abastecimento  
(MAPA):** Isento

**Código de Barras:** 7898523737120