

## Oftalmoscópio Veterinário LED HS-OP10 - BIC VET



Oftalmoscópio de uso veterinário com iluminação em tecnologia LED. Produto leve, compacto e de fácil operação.

### Vantagens e Benefícios:

- Gama de Lentes: -20 para +20;
- Possui 4 aberturas e 1 filtro;
- Tecnologia LED.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Oftalmoscópio  
Veterinário LED HS-  
OP10 – BIC VET**

**Cor:** Preto

**Garantia:** 1 ano contra defeitos de fabricação

**Marca:** BIC VET

**Dimensões:** 17cm x 24,2cm x 32,3cm (diâmetro)

**Quantidade de Aberturas:** 4 aberturas e 1 filtro

**Faixa de lentes:** -20 para +20

**Lâmpada:** & 106

**Classificação Elétrica:** Tipo B

**Iluminação:** Direta

**Funcionamento:** 2 pilhas alcalinas "AA"

**Luminância:** 18.5 Lúmen

**Registro Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA):** Isento

**Código de Barras:** 7898523737472