

Otoscópio Veterinário HS-OT10 – BIC VET



Otoscópio veterinário com iluminação de fibra óptica e tecnologia LED. Produto leve, compacto com janela giratória e ampliação de visualização de 3x.

Vantagens e Benefícios:

- Acompanha 6 espéculos nos tamanhos: 3, 4, 4, 5, 6 e 24;
- Janela giratória com visualização de 3x;
- Tecnologia LED.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Otoscópio Veterinário
HS-OT10 – BIC VET**

Cor: Preto

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação

Marca: BIC VET

Dimensões: 16,5cm x 5cm x 24,3 cm (diâmetro)

Janela: Ampliação de 3x

Lâmpada: Iluminação de fibra óptica

Luminância: 18,5 lúmen

Modelo da Lâmpada: & 107

Funcionamento: 2 pilhas alcalinas "AA"

Tamanho das Pontas: 2,4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm

Classificação Elétrica: TIPO B

**Registro Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento
(MAPA):** Isento

Código de Barras: 7898523737465