

**Conj. Ap. Pressão Adulto G Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio
Adulto Unisson – P.A. MED**



Aparelho de pressão arterial Adulto G de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED. Acompanha bolsa exclusiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ESFIGMOMANÔMETRO

Cor: Bege

Tamanho: Adulto G

Medida da Braçadeira:	70 x 18 cm
------------------------------	------------

Tamanho do Manguito:	16 x 34,5 cm
-----------------------------	--------------

Fabricante:	P.A. MED
--------------------	----------

Abrangência Circunferência do Braço:	34 a 52 cm
---	------------

Esfigmomanômetro:	Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final
--------------------------	---

Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
------------------	---

Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322 de 11/09/09
--	--------------------

Aprovação Ministério da Saúde/ANVISA:	80540449001
--	-------------

-

-

Estetoscópio

Cor:	Preto
-------------	-------

Material:	Alumínio Anodizado
------------------	--------------------

**CBEMED**www.cbemed.com.br

Tamanho:	Adulto
Diâmetro Auscultador Cardiológico:	4,5 cm
Comprimento Total:	65 cm
Fabricante:	P.A. MED
Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449002
Código de Barras do Conjunto:	7898523735980