

**Conj. Ap. Pressão Adulto G Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio
Adulto Unisson – P.A. MED**



Aparelho de pressão arterial Adulto G de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED. Acompanha bolsa exclusiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ESFIGMOMANÔMETRO

Cor: Cinza

Tamanho: Adulto G

Medida da Braçadeira: 70 x 18 cm

Tamanho do Manguito: 16 x 34,5 cm

Fabricante: P.A. MED

**Abrangência
Circunferência do Braço:** 34 a 52 cm

Esfigmomanômetro: Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

**Aprovação Portaria
INMETRO/DIMEL:** Nº 322 de 11/09/09

**Aprovação Ministério da
Saúde/ANVISA:** 80540449001

- -

Estetoscópio

Cor: Preto

Material: Alumínio Anodizado

Tamanho: Adulto

**CBEMED**www.cbemed.com.br

Diâmetro Auscultador Cardiológico:	4,5 cm
---	--------

Comprimento Total:	65 cm
---------------------------	-------

Fabricante:	P.A. MED
--------------------	----------

Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação
------------------	--------------------------------------

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449002
---	-------------

Código de Barras do Conjunto:	7898523739353
--	---------------