

**Conj. Ap. Pressão Adulto G Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio
Adulto Duosson**



Ap. Pressão Adulto G Nylon Fecho de Contato – P.A. MED

Aparelho de pressão arterial Adulto G de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED. Acompanha bolsa exclusiva.

Estetoscópio Adulto Duosson – P.A. MED

Estetoscópio Duosson pediátrico para auscultação de sons corporais e cardíacos produzido material de alta resistência e durabilidade.

- Produzido em alumínio anodizado de alta durabilidade;
- Olivas anatômicas em silicone macio;
- Tubo em PVC flexível.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO	
Cor:	Bege
Material:	Nylon
Tamanho:	Adulto G
Medida da Braçadeira:	70 x 18 cm
Tamanho Manguito:	16 x 34,5 cm
Fabricante:	P.A. MED
Abrangência Circunferência do Braço:	34 a 52 cm
Esfigmomanômetro:	Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final
Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322 de 11/09/09
Aprovação Ministério da Saúde/ANVISA:	Nº 322 de 11/09/09

-	-
ESTETOSCÓPIO	
Cor:	Preto
Material:	Alumínio Anodizado
Tamanho:	Adulto
Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:	4,6 cm / 3,0 cm
Comprimento Total:	65 cm
Acompanha Manual de Instruções:	Sim
Fabricante:	P.A. MED
Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449002
Código de Barras do Conjunto:	7898523726919