

**Conj. Ap. Pressão Adulto G Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio
Adulto Duosson**



Ap. Pressão Adulto G Nylon Fecho de Contato – P.A. MED

Aparelho de pressão arterial Adulto G de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED. Acompanha bolsa exclusiva.

Estetoscópio Adulto Duosson – P.A. MED

Estetoscópio Duosson pediátrico para auscultação de sons corporais e cardíacos produzido material de alta resistência e durabilidade.

- Produzido em alumínio anodizado de alta durabilidade;
- Olivas anatômicas em silicone macio;
- Tubo em PVC flexível.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor: Cinza

Material: Nylon

Tamanho: Adulto G

Medida da Braçadeira: 70 x 18 cm

Tamanho Manguito: 16 x 34,5 cm

Fabricante: P.A. MED

Abrangência Circunferência do Braço: 34 a 52 cm

Esfigmomanômetro: Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09

Aprovação Ministério da Saúde/ANVISA: Nº 322 de 11/09/09

-

-

ESTETOSCÓPIO**Cor:**

Preto

Material:

Alumínio Anodizado

Tamanho:

Adulto

Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:

4,6 cm / 3,0 cm

Comprimento Total:

65 cm

Acompanha Manual de Instruções:

Sim

Fabricante:

P.A. MED

Garantia:

2 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449002

Código de Barras do Conjunto:

7898523739360