

Conj. Ap. Pressão Infantil Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio Pediátrico Unisson



Ap. Pressão Infantil Nylon Fecho de Contato – P.A. MED

Aparelho de pressão arterial infantil de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED. Acompanha bolsa exclusiva.

Estetoscópio Pediátrico Unisson – P.A. MED

Estetoscópio unisson pediátrico para auscultação de sons corporais e cardíacos produzido material de alta resistência e durabilidade.

- Produzido em alumínio anodizado de alta durabilidade;
- Olivas anatômicas em silicone macio;
- Tubo em PVC flexível.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**APARELHO DE PRESSÃO****Cor:**

Bege

Material:

Nylon

Tamanho:

Infantil

Medida da Braçadeira:

28 x 9,5 cm

Tamanho Manguito:

8,3 x 15 cm

Fabricante:

P.A. MED

Abrangência Circunferência do Braço:

10 a 23 cm

Esfigmomanômetro:

Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final

Garantia:

2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL:

Nº 322 de 11/09/09

Aprovação Ministério da Saúde/ANVISA:

805404449001

-

-

ESTETOSCÓPIO**Cor:**

Preto

Material:

Alumínio Anodizado

Tamanho:

Pediátrico

Diâmetro Auscultador Cardiológico:

3,7 cm

Comprimento Total:

65 cm

Acompanha Manual de Instruções:

Sim

Fabricante:

P.A. MED

Garantia:

2 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449002

Código de Barras do Conjunto:

7898523724236