

**Conj. Ap. Pressão Art. Infantil Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio  
Pediátrico Duosson – P.A. MED**



**Ap. Pressão Infantil Nylon Fecho de Contato – P.A. MED**

Aparelho de pressão arterial infantil de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED. Acompanha bolsa exclusiva.

**Estetoscópio Pediátrico Duosson - P.A. MED**

Estetoscópio duosson pediátrico para auscultação de sons corporais e cardíacos produzido material de alta resistência e durabilidade.

- Produzido em alumínio anodizado de alta durabilidade;
- Olivas anatômicas em silicone macio;
- Tubo em PVC flexível.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:****APARELHO DE PRESSÃO****Cor:** Preto**Tamanho:** Infantil**Medida da Braçadeira:** 9,5cm x 28cm**Abrangência Circunferência do Braço:** 10cm a 23cm**Tamanho Manguito:** 8,3cm x 15cm**Fabricante:** P.A. MED**Garantia:** 2 anos, exceto braçadeira**Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:** Nº 322 de 11/09/09.**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:** 80540449001.

-

-

**ESTETOSCÓPIO****Cor:** Preto**Tamanho:** Pediátrico

<b>Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:</b>	3,7 cm / 2,7 cm
<b>Tamanho Tubo:</b>	65 cm
<b>Peso:</b>	0,086 kg
<b>Acompanha Manual de Instruções:</b>	Sim
<b>Fabricante:</b>	P.A. MED
<b>Garantia:</b>	2 anos contra defeito de fabricação
<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80540449002
<b>Código de Barras do Conjunto:</b>	7898523726902