

**Ap. Pressão Infantil Nylon Fecho de Contato Linha Infantil – BIC
DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão infantil com manguito desenvolvido em 100% nylon antialérgico e tecido com estampa lúdica para consultas mais divertidas. Manômetro de alta precisão podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- Estampa Exclusiva;
- Desenvolvido em nylon antialérgico;
- Abrangência da circunferência do braço de 10cm a 23cm;
- 5 anos de garantia do manômetro contra defeitos de fabricação;
- Acompanha bolsa exclusiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Ap. Pressão Infantil Nylon Fecho de Contato - LINHA INFANTIL

Cor: Estampa Lúdica

Material: Nylon 300

Tamanho: Infantil

Tamanho do Manguito: 8cm x 15cm

Medida da Braçadeira: 28cm 9,5cm

Abrangência Circunferência do Braço: 10cm a 23cm

Fabricante: BIC DIAGNÓSTICO

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09

Registro Ministério da Saúde/ ANVISA: 80540449001

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

Código de Barras: 7898523738226



CBEMED

www.cbemed.com.br