

Kit Ap. Pressão Nylon Fecho de Contato Linha Infantil - BIC DIAGNÓSTICO



Kit com aparelhos de pressão Recém-Nascido e Infantil com manguito desenvolvidos em 100% nylon antialérgico e tecido com estampa lúdica para consultas mais divertidas. Manômetro de alta precisão podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. Produtos testados rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- Estampa Exclusiva;
- Desenvolvidos em nylon antialérgico;
- Abrangência da circunferência do braço de 6cm a 15cm (Recém-Nascido) e 10cm a 23cm (Infantil);
- Melhor custo benefício;
- 5 anos de garantia do manômetro contra defeitos de fabricação;
- Acompanha bolsa exclusiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Ap. Pressão Recém-Nascido Nylon Fecho de Contato - LINHA INFANTIL	
Cor:	Estampa Lúdica
Material:	Nylon 300
Tamanho:	Recém-nascido
Tamanho do Manguito:	5cm x 9cm
Medida da Braçadeira:	20cm x 6,5cm
Abrangência Circunferência do Braço:	6cm a 15cm
Fabricante:	BIC DIAGNÓSTICO
Garantia:	5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322 de 11/09/09
Registro Ministério da Saúde/ ANVISA:	80540449001
Esfigmomanômetro:	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final
-	-

**Ap. Pressão Infantil Nylon Fecho
de Contato - LINHA INFANTIL****Cor:** Estampa Lúdica**Material:** Nylon 300**Tamanho:** Infantil**Tamanho do Manguito:** 10cm x 23cm**Medida da Braçadeira:** 28cm 9,5cm**Abrangência Circunferência do
braço:** 10cm a 23cm**Fabricante:** BIC DIAGNÓSTICO**Garantia:** 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro /
Consultar manual de instruções para outros itens**Aprovação: Portaria
INMETRO/DIMEL:** Nº 322 de 11/09/09**Registro Ministério da Saúde/
ANVISA:** 80540449001**Esfigmomanômetro** Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do
INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido
à verificação periódica uma vez por ano, contado a
partir da data de aquisição pelo detentor final**Código de Barras do Kit:** 7898523738240



CBEMED

www.cbemed.com.br