

**Ap. Pressão Recém-Nascido Nylon Fecho de Contato Linha Infantil – BIC  
DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão com manguito para recém-nascidos desenvolvido em 100% nylon antialérgico e tecido com estampa lúdica para consultas mais divertidas. Manômetro de alta precisão podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

**Vantagens e Benefícios:**

- Estampa Exclusiva;
- Desenvolvido em nylon antialérgico;
- Abrangência da circunferência do braço de 6cm a 15cm;
- 5 anos de garantia do manômetro contra defeitos de fabricação;
- Acompanha bolsa exclusiva.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**Ap. Pressão Recém-Nascido Nylon  
Fecho de Contato - LINHA  
INFANTIL**

**Cor:** Estampa Lúdica

**Material:** Nylon 300

**Tamanho:** Recém-Nascido

**Medida da Braçadeira:** 20cm x 6,5cm

**Tamanho do Manguito:** 5cm x 9cm

**Abrangência Circunferência do  
Braço:** 6cm a 15cm

**Fabricante:** BIC DIAGNÓSTICO

**Garantia:** 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro /  
Consultar manual de instruções para outros itens

**Aprovação: Portaria  
INMETRO/DIMEL:** Nº 322 de 11/09/09

**Registro Ministério da Saúde/  
ANVISA:** 80540449001

**Esfigmomanômetro:** Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do  
INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido  
à verificação periódica uma vez por ano, contado a  
partir da data de aquisição pelo detentor final

**Código de Barras:** 7898523738233



**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)