

Braçadeira Infantil Nylon Fecho de Contato Linha Infantil - BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira com manguito para aparelho de pressão Infantil desenvolvida em 100% nylon antialérgico e tecido com estampa lúdica para consultas mais divertidas. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- Estampa Exclusiva;
- Desenvolvida em nylon antialérgico;
- Abrangência da circunferência do braço de 10cm a 23cm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Braçadeira Infantil Nylon Fecho de Contato – LINHA INFANTIL

Cor: Estampa Lúdica

Tamanho: Infantil

Material: Nylon 300



CBEMED

www.cbemed.com.br

Medida da Braçadeira:	28cm 9,5cm
Abrangência Circunferência do Braço:	10cm a 23cm
Tamanho Manguito:	8,0 cm x 15,0 cm
Marca:	BIC DIAGNÓSTICO
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação
Código de Barras:	7898523738271